


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fosfo-A-Sinucleína-S129 Para Wb Y Elisa - P37840

Número de artículo: CM0001863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra fosfo- α -sinucleína-S129 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la serina 129 fosforilada de la alfa-sinucleína (SNCA), clave para la investigación de la enfermedad de Parkinson. - P37840

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra fosfo- α -sinucleína-S129
Notas / Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho- α -Synuclein-S129
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6622
ID del gen	6622
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de la S129 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo