


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phospho-Acc1 (Ser79) Para Wb, Elisa - Q13085

Número de artículo: CM0001118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra phospho-ACC1 (Ser79) validado para WB y ELISA; reacciona con ACC1 humano, de ratón y de rata; adecuado para investigación del metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-ACC1-S79 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Especie	Humano
ID del Gen	31
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S79 de ACC1 humano (NP_942133.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13085
Peso Molecular de la Proteína	266kDa
Envío	Bolsa de hielo