


Phospho-Acc1/Acc2-S79 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13085 / 000763

Número de artículo: CM0000751



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico para fosfo que detecta la acetil-CoA carboxilasa 1/2 fosforilada en Ser79. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del metabolismo de los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-ACC1/ACC2-S79 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acetyl CoA Carboxylase-S79
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	31/32
ID de gen	31/32
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S79 de la acetil CoA carboxilasa humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13085/000763
Peso proteico	265kDa
Envío	Bolsa de hielo