


Mab De Conejo Phospho-Acly-S455 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P53396

Número de artículo: CM0001626



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra la Ser455 de la ACLY humana, validado para transferencia Western (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-ACLY-S455
Observaciones/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Especie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético correspondiente a la región S455 de la ACLY humana (NP_001087.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53396
Peso molecular de la proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo