


Pab De Conejo Phospho-Acly-S455 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Número de artículo: CM0000515



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ACLY humano fosforilado en Ser455. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-ACLY-S455
Observaciones/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	47
ID del gen	47
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de S455 del ACLY humano (NP_001087.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53396
Peso de la proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo