

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Akt (S473) Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0001587



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Akt (S473) validado para WB y ELISA. Detecta específicamente los niveles endógenos de Akt solo cuando está fosforilado en Ser473 de origen humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT en el cáncer y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S473 de AKT1 humana (NP_005154.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo