

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Akt-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0000663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que reconoce Akt1, Akt2 y Akt3 fosforilados en Ser473. Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Akt-S473 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	207/208/10000
ID del gen	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso de la proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo