

Pab De Conejo Phospho-Akt-Y315 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0001715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Akt-Y315 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce Akt humano, de ratón y rata fosforilado en Y315. Adecuado para estudiar la vía PI3K/Akt en cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Akt-Y315
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-Y315
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	207/208/10000
ID del gen	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido fosforilado sintético alrededor de Y315 de AKT1 humano (NP_001014431.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso de la proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo