

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Akt1-S124 Para Wb Y Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001936



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a AKT1 humana fosforilada en serina 124. Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la señalización AKT en cáncer, metabolismo y vías de supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Fosfo-AKT1-S124 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-S124
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	207
ID de Gen	207
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S124 de Akt1 humana (P31749).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo