

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Akt1-S129 Para Wb Y Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001918



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AKT1 fosforilado en Ser129, validado para western blot y ELISA con muestras humanas. Ideal para estudiar la señalización de AKT en investigación sobre cáncer, metabolismo y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-AKT1-S129
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-S129
Especie	Humano
ID del Gen	207
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S129 de Akt1 humano (P31749)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo