

## Pab De Conejo Contra Phospho-Akt1-S129 Para Wb Y Elisa - P31749

Número de artículo: CM0000989



### Introducción

El pAb de conejo Phospho-AKT1-S129 es un anticuerpo policlonal obtenido en conejo, validado para WB y ELISA. Reconocer específicamente la serina 129 fosforilada de la AKT1 humana, siendo adecuado para el estudio de las vías de señalización de AKT.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo Phospho-AKT1-S129                                                                      |
| Observaciones/Alias | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129                                        |
| Especie             | Humano                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 207                                                                                                  |
| GeneID              | 207                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de la S129 de la Akt1 humana (NP_005154.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                               |
| SWISS               | P31749                                                                                               |
| Peso de la proteína | 56kDa                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                       |