

## Fosfo-Akt1-T308 Pab De Conejo - P31749

Número de artículo: CM0001290



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-AKT1-T308 validado para WB y ELISA. Detecta AKT1 humana fosforilada (Thr308) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de insulina, la biología del cáncer y las vías de supervivencia celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Fosfo-AKT1-T308 pAb de conejo                                  |
| Observaciones/Alias | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T308    |
| Especie             | Humano                                                         |
| GeneID (Humano)     | 207                                                            |
| GeneID              | 207                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético fosforilado alrededor de T308 de Akt1 humana |
| Fuente              | Conejo                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                       |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                            |
| SWISS               | P31749                                                         |
| Peso proteico       | 56kDa                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                 |