

Fosfo-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Conejo Pab - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0000821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra AKT1-T308, AKT2-T309 y AKT3-T305. Validado para WB y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Para investigación de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de T308 de AKT1 humano (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo