

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0001750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 validado para Western blot y ELISA. Detecta isoformas de AKT fosforiladas de humano y ratón, adecuado para investigación en señalización celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T308 de AKT1 humana (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo