

Mab De Conejo Anti-Fosfo-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0000773



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico que detecta AKT1 fosforilada en Thr-450, y AKT2/AKT3 en sus sitios equivalentes. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con las isoformas de AKT de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización de PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447
Especie	Humano
ID genético (Humano)	207/208/10000
ID genético	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético fosforilado alrededor de T450 de Akt humano)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso de la proteína	48KDa/51KDa/55KDa
Envío	Bolsa de hielo