


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Para Wb Y Elisa - Q96B36

Número de artículo: CM0000766



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra AKT1S1/PRAS40 humano fosforilado en Thr246. Validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de mTORC1, el metabolismo del cáncer y las vías sensibles a la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Lobe; PRAS40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T246 de AKT1S1/PRAS40 humano (NP_001265088.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96B36
Peso molecular de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo