


Fosfo-Akt1S1/Pras40-T246 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q96B36

Número de artículo: CM0001273



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo detecta AKT1S1/PRAS40 fosforilado en T246 en muestras humanas mediante WB y ELISA. Ideal para estudios de señalización mTORC1 y respuesta a la insulina/nutrientes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-AKT1S1/PRAS40-T246 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Lobe; PRAS40; Fosfo-AKT1S1/PRAS40-T246
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84335
ID de gen	84335
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96B36
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo