


Policlonal De Conejo Específico Para Fosfo-Akt2 S474 - P31751

Número de artículo: CM0001731



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que detecta AKT2 fosforilada en Ser474, validado para WB y ELISA. Ideal para investigar vías de señalización de insulina, metabolismo de glucosa y supervivencia de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Policlonal de conejo específico para fosfo-AKT2 S474
Observaciones/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 specific-S474
Especie	Humano
GeneID (humano)	208
GeneID	208
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31751
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo