

Fosfo-Alk-Y1096 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Um73

Número de artículo: CM0001181



Introducción

Fosfo-ALK-Y1096 pAb de conejo: Detecta ALK fosforilada en la tirosina 1096 en muestras humanas. Validado para WB y ELISA. Clave para estudiar la señalización de ALK en la neurogénesis, el equilibrio energético y las vías oncogénicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-ALK-Y1096 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; Fosfo-ALK-Y1096
Especies	Humano
GeneID (Humano)	238
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1096 de ALK humana (NP_004295.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso proteico	176kDa
Envío	Bolsa de hielo