

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Phospho-Alt-Rpl36-S140 - Alt-Rpl36

Número de artículo: CM0001784

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-alt-RPL36 (S140) validado para Western blot, dot blot y ELISA en muestras humanas. Ideal para detectar eventos de fosforilación en alt-RPL36 para apoyar la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-alt-RPL36-S140 Rabbit pAb
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético (Péptido fosforilado sintético alrededor de S140 de alt-RPL36)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo