

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Alt-Rpl36-S142 - Anti-Alt-Rpl36 S142

Número de artículo: CM0000566

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra la serina 142 de alt-RPL36 humana. Validado para aplicaciones de Western blot, dot blot y ELISA, adecuado para estudiar procesos regulatorios dependientes de fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Phospho-alt-RPL36-S142 Rabbit pAb
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S142 de alt-RPL36
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo