

Fosfo-Alt-Rpl36-S19 Conejo Pab - Alt-Rpl36

Número de artículo: CM0000634

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-alt-RPL36-S19 para WB, DB, ELISA. Detecta alt-RPL36 fosforilada en Ser19 en muestras humanas. Apto para estudios de fosforilación e investigación de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-alt-RPL36-S19 Conejo pAb
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S19 de alt-RPL36
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo