

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Alt-Rpl36-S22 - Alt-Rpl36

Número de artículo: CM0001167

Introducción

pAb de conejo Phospho-alt-RPL36-S22 para WB, DB, ELISA. Detecta alt-RPL36 fosforilada en Ser22 en muestras humanas. Ideal para estudiar la dinámica de fosforilación de proteínas ribosómicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Phospho-alt-RPL36-S22
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético fosforilado alrededor de S22 de alt-RPL36
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo