

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Ampk α 1-S485 Para Wb, Elisa - Q13131

Número de artículo: CM0001311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-AMPK α 1-S485 validado para WB y ELISA. Detecta AMPK α 1 humano, ratón y rata fosforilado en S485, ~64kDa. Ideal para estudios de señalización AMPK y metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-AMPK α 1-S485 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; Phospho-AMPK α 1-S485
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5562
ID de Gen	5562
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S485 de PRKAA1 humano (NP_006242.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo