

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Ampk α 1-S496 Para Wb, Elisa - Q13131

Número de artículo: CM0001645



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfoproteínas que reconoce la AMPK α 1 fosforilada en Ser496. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Se envía con hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AMPK α 1-S496 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; Fosfo-AMPK α 1-S496
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5562
ID de Gen	5562
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S496 de la AMPK α 1 humana (Q13131).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo