

Mab De Conejo Anti Phospho-Ampk α 1-T183+AMPk α 2-T172 - Q13131 / P54646

Número de artículo: CM0001562



Introducción

mAb de conejo anti Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 para WB y ELISA. Detecta AMPK α activada en muestras de humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre metabolismo energético, autofagia y vías de señalización cancerosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Observaciones/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5562/5563
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T183/T172 de PRKAA1/PRKAA2 humano (NP_006242.5/NP_006243.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131/P54646
Peso de la proteína	64kDa/65kDa/62kDa
Envío	Bolsa de hielo