

Pab De Conejo Phospho-AP2M1-T156 Para Wb Y Elisa - Q96Cw1

Número de artículo: CM0000520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra AP2M1 fosforilado en Thr-156. Apto para transferencia Western y ELISA, con reactividad para humano y ratón. Ideal para la investigación de la endocitosis mediada por clatrina y la regulación del complejo AP-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-AP2M1-T156 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1173
ID del gen	1173
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región T156 de AP2M1 humana (NP_001020376.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96CW1
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo