


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Arhgef2-S886 Para Wb, Elisa - Q92974

Número de artículo: CM0001846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGEF2 fosforilado en la serina 886, validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización de Rho GTPasa, la migración celular y la respuesta inmune innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-ARHGEF2-S886 Rabbit pAb
Notas/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9181
GeneID	9181
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de S886 del ARHGEF2 humano (NP_001155855.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92974
Peso de la Proteína	112kDa
Envío	Bolsa de hielo