

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Para Wb, Elisa - P15336/P17544

Número de artículo: CM0001230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) fosforilado. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, adecuado para estudiar la respuesta al daño del ADN y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1386/11016
GeneID	1386/11016
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Thr69/71 y Thr51/53 de Phospho-ATF-2/ATF-7 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15336/P17544
Peso Proteico	54kDa/51kDa
Envío	Bolsa de hielo