

Phospho-Atf2 (T69/T71) Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número de artículo: CM0000866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra ATF2 humano en Thr69/Thr71. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar apoptosis, transcripción y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-ATF2-T69/T71 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/T71
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T69 y T71 de ATF2 humano (NP_001871.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo