

Fosfo-Atf2-T71 Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - P15336

Número de artículo: CM0000690



Introducción

Fosfo-ATF2-T71 Rabbit mAb detecta ATF2 fosforilada en Thr71, validada para WB y ELISA con reactividad cruzada de ratón. Ideal para estudios de regulación de la transcripción y daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-ATF2-T71 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T71
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15336
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo