

Pab De Conejo Phospho-Atf2-T71 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número de artículo: CM0000579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para ATF2 fosforilado en Thr71. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Utilizado en investigación de transcripción y daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-ATF2-T71
Notas / Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1386
ID del gen	1386
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de T71 del ATF2 humano (NP_001871.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo