

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Atm-S1981 Para Wb, If-P, Elisa - Q13315

Número de artículo: CM0001078



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti ATM fosforilado en S1981, validado para aplicaciones WB, IF-P, ELISA. Detecta ATM humano fosforilado en la serina 1981. Para investigación sobre la respuesta al daño del ADN y la señalización de puntos de control.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-ATM-S1981
Notas / Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Especie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S1981 de ATM humano (Q13315)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13315
Peso de la proteína	351kDa
Envío	Bolsa de hielo