


Mab De Conejo Anti-Fosfo-Atr-S428 - Q13535

Número de artículo: CM0001558



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a ATR humana en S428, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Esencial para investigación de puntos de control de daño en el ADN e integridad de la envoltura nuclear, con un peso proteico de 301 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Anti-Fosfo-ATR-S428
Notas / Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Especie	Humana
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Inmunógeno	Péptido sintético, péptido fosforilado sintético alrededor de S428 de ATR humana (NP_001175.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13535
Peso proteico	301 kDa
Envío	Bolsa de hielo