


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Atr-S428 Para Wb Y Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0001807



Introducción

mAb de conejo Phospho-ATR-S428 validado para WB, ELISA. Detecta ATR humano fosforilado en serina 428, una quinasa crítica del punto de control de daño en el ADN. Ideal para la investigación de estrés genotóxico y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-ATR-S428
Observaciones/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Especie	Humano
ID de Gen	545
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido fosforilado sintético alrededor de S428 de ATR humano (NP_001175.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301 kDa
Envío	Bolsa de hielo