


## Fosfo-Atr-S428 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0001761



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ATR fosforilado en Ser428. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Una herramienta esencial para la investigación del punto de control de daño en el ADN y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Fosfo-ATR-S428 pAb de conejo                                                                          |
| Observaciones/Alias | FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Fosfo-ATR-S428                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 545                                                                                                   |
| GeneID              | 545                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la S428 de ATR humana (NP_001175.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                   |
| SWISS               | Q13535                                                                                                |
| Peso proteico       | 301kDa                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                        |