


Pab De Conejo Phospho-Atr-T1989 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0000712



Introducción

El pAb de conejo Phospho-ATR-T1989 detecta ATR fosforilada en T1989. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la respuesta al daño del ADN, la señalización de puntos de control y la estabilidad del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-ATR-T1989
Observaciones/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
Especie	Humano
GeneID (humano)	545
GeneID	545
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13535
Peso proteico	301 kDa
Envío	Bolsa de hielo