


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Aurka (Thr288) Para Wb Y Elisa - O14965

Número de artículo: CM0000889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la Aurora quinasa A fosforilada en Thr288. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Adecuado para investigación de mitosis, función del centrosoma y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-AURKA-T288
Observaciones/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Fosfo-AURKA-T288
Especie	Humano
GeneID (humano)	6790
GeneID	6790
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T288 de AURKA humana (NP_003591.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14965
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo