


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Axl (Y702) Para Wb, Elisa - P30530

Número de artículo: CM0001486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra Axl en la tirosina 702 (P30530). Validado en WB y ELISA, adecuado para estudiar la señalización GAS6/AXL, la supervivencia celular y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo anti-Fosfo-Axl-Y702
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Fosfo-Axl-Y702
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	558
ID del Gen	558
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de Y702 de AXL humano (NP_068713.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo