

Anticuerpo Policlonico Contra Fosfo-B-Raf (S445) Para Wb, Elisa - P15056

Número de artículo: CM0001775



Introducción

El AcpAb de conejo contra Fosfo-B-Raf (S445) detecta la B-Raf endógena solo cuando está fosforilada en S445. Validado para WB y ELISA con reactividad en humanos y ratas. Adecuado para estudios de la vía de las quinasas MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AcpAb de conejo contra Fosfo-B-Raf-S445
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Fosfo-B-Raf-S445
Especie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido fosforilado sintético alrededor de S445 de la BRAF humana (NP_004324.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo