

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-B-Raf-S728 Para Wb - P15056

Número de artículo: CM0001593



Introducción

El Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-B-Raf-S728 es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la B-Raf humana fosforilada en Ser728. Validado para WB y ELISA, detecta una banda de 84kDa. Ideal para estudiar la señalización MAPK y las mutaciones oncogénicas de BRAF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-B-Raf-S728
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
Especie	Humano
GeneID (humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S728 de BRAF humano (NP_004324.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo