


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Bad-S112 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Número de artículo: CM0001827



Introducción

El Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Bad-S112 es un anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Bad humana fosforilada en S112, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta Bad humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación en apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Bad-S112
Observaciones/Alias	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
Especie	Humana
ID del Gen	572
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la S112 de la Bad humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q92934
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo