

Pab De Conejo Contra Phospho-Bcar1-Y165 Para Wb Y Elisa - P56945

Número de artículo: CM0000982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra BCAR1 (pY165) validado para Western blot y ELISA. Detecta la p130cas humana, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la señalización mediada por integrinas, la adhesión celular y la migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Phospho-BCAR1-Y165
Observaciones/Alias	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	9564
ID del gen	9564
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo Y165 de la BCAR1 humana (NP_055382.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56945
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo