

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Bcar1 (Y410) Para Wb, Elisa - P56945

Número de artículo: CM0001452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la BCAR1 fosforilada en la tirosina 410 (P56945). Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de señalización de adhesión y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-BCAR1-Y410 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Fosfo-BCAR1-Y410
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9564
GeneID	9564
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y410 de la BCAR1 humana (NP_055382.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo