

Phospho-Bcl-2-S87 Conejo Pab Para Wb - P10415

Número de artículo: CM0001094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta Bcl-2 fosforilado en Ser87. Ideal para WB y ELISA en muestras humanas y de rata; respalda la investigación en apoptosis, autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Phospho-Bcl-2-S87 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S87
Especies	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S87 de Bcl-2 humano (NP_000624.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P10415
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo