

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Beclina 1 (Ser15) Para Wb Y Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0001642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación de Beclina-1 (Ser15) para WB y ELISA. Reacciona con Beclina-1 humana, de ratón y de rata (52 kDa). Esencial para investigación en autofagia, apoptosis y defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo anti-Fosfo-Beclina 1-Ser15
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Fosfo-Beclina 1-Ser15
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8678
ID del Gen	8678
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S15 de la Beclina 1 humana (NP_003757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo