

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Beclin 1 (Ser90) Para Wb Y Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0001314



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a Beclin-1 en Ser90. Validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de autofagia, apoptosis y endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Beclin 1-Ser90 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8678
GeneID	8678
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S90 de la Beclin 1 humana (NP_003757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14457
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo