

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Beclin 1-Ser93 Para Wb, Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0001425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Beclin 1-Ser93 validado para WB y ELISA. Detecta Beclin-1 humano fosforilado en Ser93, un regulador clave de la autofagia y la apoptosis. Ideal para investigación en autofagia, apoptosis y defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Beclin 1-Ser93
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Fosfo-Beclin 1-Ser93
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8678
ID del Gen	8678
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S93 de Beclin 1 humano (NP_003757.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14457
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo