

Phospho-Brca1-S1423 Rabbit Pab - P38398

Número de artículo: CM0000740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-BRCA1 (S1423) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Útil para la investigación sobre reparación del daño en el ADN y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-BRCA1-S1423 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
Especie	Humano
GeneID (Humano)	672
GeneID	672
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S1423 de BRCA1 humana (NP_009225.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38398
Peso proteico	208kDa
Envío	Bolsa de hielo