


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Brd4 (S492/S494) Para Wb, Db, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0000726



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a BRD4 en S492/S494. Validado para Western blot, dot blot y ELISA con reactividad humana; estudia la memoria epigenética y la regulación de la transcripción. ~152 kDa. UniProt O60885.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-BRD4-S492/S494 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
Especie	Humano
GeneID (humano)	23476
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo